



AP MASCARILLAS SA DE CV

AP MASCARILLAS S.A. DE C.V.

IT-MF-06

## FICHA TÉCNICA

27/02/2024

Ver. 00

Página: 1 de 1

# FAJA

## MODELO



## DESCRIPCIÓN:

Nuestra faja está diseñada con una banda ancha de material elástico que se ajusta alrededor de la cintura y la parte baja de la espalda. Suele tener paneles de refuerzo en la zona lumbar para ofrecer mayor soporte y compresión. Está diseñada para adaptarse cómodamente al contorno del cuerpo y proporcionar estabilidad a la columna vertebral.

## TALLA: CHICA, MEDIANA Y GRANDE

## USOS Y APLICACIONES:

Diseñado para:

- Proporciona soporte y estabilidad a la región sacrolumbar, especialmente útil para personas con dolor crónico en la parte baja de la espalda.
- Puede ser utilizado durante actividades que impliquen levantamiento de peso, trabajo físico intenso o posturas prolongadas que puedan tensar la espalda.
- Ideal para usar durante trabajos de almacén, construcción, jardinería o fontanería.

## INDICACIONES:

- Ajustar la faja de manera que se sienta firme pero cómoda alrededor de la cintura y la zona lumbar.
- Utilizar durante períodos de actividad física que puedan causar tensión en la espalda.

## VIDA ÚTIL

Conservar cerrado, en un lugar fresco y seco.

Almacenar a temperaturas entre -20°C a 80°C y RH ≤80%.

Evite deformaciones del arnés, lave solo con agua y jabón.

## ASISTENCIA TÉCNICA

### NÚMEROS TELEFÓNICOS

+52 791 915 3713


+52 55 5718 1075

### VÍA ELECTRÓNICA

[www.apmascarillas.com.mx](http://www.apmascarillas.com.mx)

## MATERIALES Y COMPONENTES

- Poliéster.
- Elastano.
- Paneles de refuerzo a base de plástico y metal.
- Broche de velcro.
- Nylon.
- Tirantes elásticos.



## GARANTÍA

Ni el vendedor, ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.